

操作手册

磁珠

Catalog No. TD4100

Highlights

- 适用于以下样品，但不仅限于这些样品中提取核酸（DNA/RNA），细胞，组织，酵母菌，植物，FFPE,生物体液，粪便，土壤，拭子等。
- 兼容我公司的各种提取试剂盒和市面上主流的自动化提取设备。
- 可配合我公司样本保存液使用。
- 提取到的核酸可应用于 Q-PCR，高通量测序等实验。

技术参数:

| | 技术指标 |
|------|-------------------------|
| 粒径 | $\geq 1 \mu\text{m}$ |
| 浓度 | $\geq 75 \text{ mg/mL}$ |
| 结合能力 | $\geq 8 \mu\text{g/mg}$ |
| 材料 | 包裹二氧化硅的氧化铁 |
| 有效期 | 1 年 |

Ver 1.0.2