



# 无限可能，你会创造什么？


## ZymoPURE™ II 质粒纯化试剂盒

- 最快：简单的20分钟中提/大提/超大提准备。
- 最高产量：同类产量质粒浓度提高了6倍。
- 超纯：“零”内毒素，疫苗级质粒。

### 20分钟操作


#### 结合

通过真空/离心机  
快速把核酸结合到  
离心柱上




#### 洗涤

用于超纯无内毒素  
质粒 DNA



#### 洗脱






## 最高产量和最低洗脱体积



## 超纯疫苗级质粒 DNA



“零”内毒素去除柱通过简单的离心过柱去除外毒素



图中红色虚线表示：FDA对疫苗的限制 < 0.04 EU/μg DNA

内毒素低于 FDA 疫苗限值

天漠质粒产品试剂盒与供应商Q的两个单独试剂盒相比的制造商内毒素水平。

\*内毒素 < 0.04 EU/μg 质粒 DNA 符合 FDA 对疫苗的限制

产品名称	货号	规格	质粒产量	能否免费提供试用
零内毒素质粒中量提取试剂盒	TD420	25次	300 μg	是
零内毒素质粒大量提取试剂盒	TD422	10次	1.2 mg	是
零内毒素质粒超大量提取试剂盒	TD424	5次	10 mg	否
去内毒素质粒小量提取试剂盒	TD429	50/200次	25 μg	是