


## DNA纯化试剂盒 (DNA Clean & Concentrator Kit)

- 快速 (2分钟) 纯化浓缩来自PCR、酶反应等来源的超纯DNA。
- 纯化柱的设计可使DNA在 <math>10\ \mu\text{l}</math> 的洗脱体系中达到最高的浓度值。
- 离心柱最大结合能力5微克DNA (DNA片段50bp--10kb, 回收率是70-90%; 11kb--23k, 回收率是50-70%)


6  $\mu\text{l}$  洗脱体积 / 2 分钟过程 / 0  $\mu\text{l}$  残留



纯化浓缩效果展示图

## 凝胶DNA回收试剂盒 (Zymoclean Gel DNA Recovery Kit)

- 可在  $10\ \mu\text{l}$  的洗脱液中回收到超纯的DNA, 并且对于一系列下游的分子生物实验非常理想。此过程与TAE或者TBE缓冲的凝胶是兼容的
- 离心柱最大结合能力5微克DNA (DNA片段50bp--10kb, 回收率是70-90%; 11kb--23k, 回收率是50-70%)
- 不会发生像常在琼脂糖凝胶和基于阳离子树脂过程中的DNA切变现象。



用该方法提取的PCR产物的DNA测序图谱凝胶回收设备。  
DNA从2% 恢复琼脂糖凝胶, 可直接用于测序



用琼脂糖凝胶试剂盒从琼脂糖凝胶中回收DNA片段。  
泳道: M: DNA Ladder; 1-5: 其他梯度的DNA片段



产品名称	货号	规格	目录价 (元)	五折优惠
DNA Clean & Concentrator-5	D4013	50 次	1072	<b>536</b>
DNA Clean & Concentrator-5	D4014	200 次	3889	<b>1944.5</b>
Zymoclean Gel DNA Recovery Kit	D4007	50 次	1215	<b>607.5</b>
Zymoclean Gel DNA Recovery Kit	D4008	200 次	4375	<b>2187.5</b>

注：只针对科研用户

# 积分兑换 惊喜好礼



积分	兑换礼品
1000	15ml&50ml 离心管 二合一 管架
3000	小绿本
4000	磁力架4孔/无纺布袋子 开瓶器/离心管开盖器
5000	T恤/磁力架6孔
6000	磁力架8孔
10000	笔记本/保温杯/雨伞
20000	双肩背包
25000	充电宝

注：1. 满足积分条件的，可选择多项展示礼品的任意一种  
2. 年底积分清零