

操作手册

尿液采集保存 及 纯化系列

- 货号: TS005: 尿液保存杯(UCB)
 TS006: 注射器套装+过滤器
 TS011: 注射器套装+过滤器+尿液保存杯 (UCB)

产品组成:

货号: TS005		
尿液保存杯(UCB)		
组份	货号	规格
尿液保护剂 UCB	TD361-1	5ml
尿液保存杯	TS005-1	120ml容积 pp材质



货号: TS006		
注射器套装+过滤器		
组份	货号	规格
过滤器	TCS011-1	直径25mm; pp材质
注射器套装	TC1092-5 TC1037-5	桶身60ml; 内部管径29mm; pp材质



货号: TS011		
注射器套装+过滤器+尿液保存杯 (UCB)		
组份	货号	规格
尿液保存杯	TS005	120ml (5ml)
过滤器	TCS011-1	直径25mm; pp材质
注射器套装	TC1092-5 TC1037-5	桶容积60ml; 内部管径29mm; pp材质



Note – 售出后一年内产品质量是可以保证。试剂已经过大量的常规检测来保证其可操作性。此产品仅供研究并且需要由专业人员来使用。试剂盒中的部分试剂是有刺激性的。请带好手套和防护眼镜。

注意事项:

环境温度低时**尿液保护剂 (UCB)** 可能出现析出和沉淀, 可以在 37°C水浴几分钟帮助重新溶解,

恢复澄清透明后冷却到室温即可使用。

配套的尿液 DNA 提取试剂: TD361