

# 磁珠

(使用说明书 Ver.1.0.3)

## 产品亮点

- ◇ 适用于以下样品，但不仅限于这些样品中提取核酸（DNA/RNA）、细胞、组织、酵母菌、植物、FFPE、生物体液、粪便、土壤、拭子等。
- ◇ 兼容我公司的各种提取试剂盒和市面上主流的自动化提取设备。可配合我公司样本保存液使用。
- ◇ 提取到的核酸可应用于Q-PCR，高通量测序等实验。

## 技术参数

项目	技术指标	保存
粒径	$\geq 1 \mu\text{m}$	4°C
浓度	$\geq 75 \text{ mg/mL}$	
结合能力	$\geq 8 \mu\text{g/mg}$	
材料	包裹二氧化硅的氧化铁	
有效期	2年	

产品货号：

TD4100-2-1 (1ml)

TD4100-2-50 (50ml)

TD4100-2-100 (100ml)

TD4100-2-250 (250ml)

TD4100-2-1000 (1L)



扫描二维码了解更多产品信息