

特点优势

- 双屏显示，分别显示时间和速度
- 结构紧凑占地小
- 摇床震荡平稳均匀
- 两个型号：
O330-M，重量9.8kg，转速70-400rpm；
O180-S，重量3.1kg，转速40-200rpm
- 定时和连续运转两种工作模式可切换
- 直流无刷电机免维护
- 具有安全转速保护功能

应用

圆周摇床是细菌重悬、溶解性研究、细菌及酵母培养、提取过程、洗脱过程，诊断检测、杂交、通用混匀、印迹&洗脱等应用的理想选择。

包括微量离心管，培养皿，微孔板，三角瓶在内的几乎所有容器都可以在其上面使用。



定时功能

TIYC1001

圆周脱色摇床



TIYC1001

智能脱色摇床



混匀仪&摇床系列



TIYC1001基本款（固定托盘）

TIYC1001多功能款（可更换托盘）

技术参数	SK-O180-S	SK-O330-M
周转直径	20mm	10mm
最大载重量	2kg	3kg
电机类型	直流无刷电机	直流无刷电机
电机输入功率	20W	20W
电机输出功率	16W	15W
转速范围	40-200rpm	70-400rpm
转速显示	LED	LCD
定时器显示	LED	LCD
时间设置范围	1min-99h59min	1min-99h59min
电压	100-240V,50/60Hz	100-240V,50/60Hz
功率	20W	25W
重量	3.1kg	9.8kg
允许环境温度湿度	5-40°C,80%RH	5-40°C,80%RH
外形尺寸[长×宽×高]	294×348×123mm	420×370×100mm
外壳防护等级	IP21	IP21
工作托盘尺寸[长×宽]	268x268mm	335×335mm