

TIPH1001 台式 pH 计

产品特点：

- 高清分辨率液晶屏，美观、清晰、易操作
- 温度单位可选：°C/°F
- 智能化操作系统，参数设定等功能
- 测量值稳定提醒、校准完成提醒
- 校准点：1~3 点自动校准
- CH、USA、NIST 校准溶液可选
- 自动识别校准溶液，自动校准
- 温度补偿：支持自动/手动
- 支持纯水补偿和加氨补偿模式
- 具有断电保护和恢复出厂设置功能
- 数据存储：450 组（编号、数值、单位、温度、时间）
- 数据输出：U 盘 / 打印机（打印机可选配）
- 防尘防水等级：IP54
- 配套电极架、标准溶液



技术参数：

pH 模块

测量范围： (-2.00~20.00) pH

分辨率： 0.1/0.01 pH

精确度： ±0.01 pH

校准点： 1~3 点自动校准

温度自动补偿： 0~100°C/32~122°F

ORP (电极选配)

范围： -1999.9mV ~ +1999.9mV

分辨率： ± 0.1/1mV

精确度： ±0.1% F.S ±1 个字

温度：

范围： 0.0~100.0°C/32.0~212.0°F

精确度/分辨率： ±0.2°C±1 个字; 0.1°C

其他：

数据输出：U 盘 /打印机（打印机可选配）

数据存储（存储内容）：450 组（编号、数值、单位、温度、时间）

电源：DC12V

仪器成套性：

1. 仪器
2. 塑壳三复合 pH 电极 D201T
3. pH 缓冲溶液: 4.00/6.86/9.18 50mL, 各 1 瓶
4. 万向电极架
5. 电源适配器
6. 说明书