

简石生物产品导图
GENSTONE BIOTECH GUIDE



简石生物
GENSTONE BIOTECH



质粒
系列

RNA提
取系列

DNA提
取系列

简石产品
思维导图

产 品 导
总 导



简石生物技术（北京）有限公司

TELL: 010-58235289
HTTP : www.jianshibio.com
ADD : 北京市顺义区马坡镇聚源
中路12号院11号楼401



PRODUCT GUIDE

简石生物
GENSTONE BIOTECH



简石生物产品导图

GENSTONE BIOTECH PRODUCT GUIDE





规格	货号	名称	纯化方式	上样量	最大结合量	洗脱体积	质粒大小	内毒素量	操作时间	是否可用于细胞转化
小提	TD428	质粒DNA快速小量提取试剂盒	柱式	1-3ml	100µg	≥ 25 µl	≤25 kb	-	15min	-
	TD429	高纯度质粒小量提取试剂盒	柱式	0.5-5ml	100µg	≥ 25 µl	≤25 kb	-	15min	-
	TB429	质粒DNA小量提取试剂盒（磁珠法）	磁珠	1-2ml	50-100µg	≥50 µl	≤20 kb	-	-	-
小量中提	TD436	零内毒素质粒小量中量提取试剂盒	柱式	5-10ml	100µg	≥50 µl	≤200 kb	≤0.1EU/µg	18min	是
中提	TD436-plus	零内毒素质粒小量中量提取试剂盒	柱式	5ml	100µg	≥50 µl	≤50 kb	≤0.1EU/µg	18min	是
	TD420	零内毒素质粒DNA中量提取试剂盒	柱式	50 ml	100µg-300µg	≥ 200 µl	≤200 kb	≤0.1EU/µg	20min	是
	TD419	零内毒素质粒DNA快速中量提取试剂盒	柱式	50 ml	100µg-300µg	≥ 200 µl	≤25 kb	≤0.1EU/µg	25min	是
	TD419-plus	零内毒素质粒DNA快速中量提取试剂盒	柱式	50 ml	100µg-300µg	≥ 200 µl	≤25 kb	≤0.1EU/µg	25min	是
	TD421	零内毒素质粒快速大量提取试剂盒	柱式	150 ml	800µg	≥ 600 µl	≤200 kb	≤0.1EU/µg	25min	是
	TD421-V5	零内毒素质粒快速大量提取试剂盒（定制版）	柱式	300ml	1-3mg	≥ 600 µl	≤200 kb	≤0.1EU/µg	25min	是
大提	TD421-plus	零内毒素质粒快速大量提取试剂盒	柱式	150 ml	800µg	≥ 600 µl	≤200 kb	≤0.1EU/µg	20min	是
	TD422	零内毒素质粒DNA大量提取试剂盒	柱式	150 ml	1.2mg	≥ 800 µl	≤200 kb	≤0.1EU/µg	20min	是
超大提	TD424	零内毒素质粒超大提取试剂盒	柱式	2.5L	5-10 mg	≥ 2ml	≤200 kb	≤0.1EU/µg	50min	是

