




ZYMO RESEARCH

The Beauty of Science is to Make Things Simple


Zymo-Seq RiboFree™ Total RNA Library Kit

市面**唯一**一款可以适用于所有物种的
rRNA去除建库试剂盒



试剂盒特点：

- 样本起始量100ng-5ug total RNA；
- 5h完成rRNA去除及文库构建；
- 适用于所有物种rRNA去除，无需使用探针；
- 96个dual index，可以避免index hopping；
- 产物包含mRNA及LncRNA；
- 试剂盒包含rRNA去除、建库、磁珠、接头等rRNA去除建库所有试剂。



Section 1.1: First-Strand cDNA Synthesis

Reverse Transcription

Section 1.2: RiboFree™ Universal Depletion

Denature

Re-nature and Deplete

Section 2.1: P 7 Adapter Ligation

Add Partial P 7

Second-Strand Synthesis

Section 2.2: P 5 Adapter Ligation

Add Partial P 5

Section 2.3: Library Index PCR

Index PCR

Stranded Library





ZYMO RESEARCH


The Beauty of Science is to Make Things Simple

最简便的高分子量(HMW) DNA提取试剂盒 Quick-DNA HMW MagBead Kit(D6060)




在45分钟之内，从任何样品中提取到最大150kb的高分子量(HMW) DNA，非常适合长读长测序。



针对任何样品



高分子量细菌DNA， 无需裂解珠破壁



无与伦比的DNA纯度



已针对所有第三代测序平台(包括Oxford Nanopore和PacBio SMRT)进行了验证。

