



无限可能，你会创造什么？


ZymoPURE™ II 质粒纯化试剂盒

- 最快：简单的20分钟中提/大提/超大提准备。
- 最高产量：同类产量质粒浓度提高了6倍。
- 超纯：“零”内毒素，疫苗级质粒。

20分钟操作


结合

通过真空/离心机
快速把核酸结合到
离心柱上




洗涤

用于超纯无内毒素
质粒 DNA



洗脱






最高产量和最低洗脱体积



超纯疫苗级质粒 DNA



“零”内毒素去除柱通过简单的离心过柱去除外毒素



图中红色虚线表示：FDA对疫苗的限制 <math>< 0.04 \text{ EU}/\mu\text{g DNA}</math>

内毒素低于 FDA 疫苗限值

天漠质粒产品试剂盒与供应商Q的两个单独试剂盒相比的制造商内毒素水平。

*内毒素 <math>< 0.04 \text{ EU}/\mu\text{g}</math> 质粒 DNA 符合 FDA 对疫苗的限制

产品名称	货号	规格	质粒产量	能否免费提供试用
零内毒素质粒中量提取试剂盒	TD420	25次	300 μg	是
零内毒素质粒大量提取试剂盒	TD422	10次	1.2 mg	是
零内毒素质粒超大量提取试剂盒	TD424	5次	10 mg	否
去内毒素质粒小量提取试剂盒	TD429	50/200次	25 μg	是